

FORÅRSKAMPAGNE 2018



VISION PREMIUM-SERIEN



synea VISION

SYNEA VISION - VINKELSTYKKER

- > Topserie med unikke egenskaber og seneste know-how
- > Optimeret køling med 5-huls spray for opgearing
- > Lydsvag og vibrationsfri med ny gearteknologi
- > 36 måneders garanti på vinkelstykker

led+

SYNEA VISION - TURBINER

- > Lang levetid og støjsvag med keramiske lejer
- > Unik rengøringsvenlig og ridsefri belægning
- > Optimeret tilbagesugssystem
- > 24 måneders garanti på turbiner
- > Ring LED+ kun til RQ-kobling
- > Øget effekt med ny rotorteknologi



HK-43 LT 1:1

KAMPAGNEPRIS

6.450,-

Vejl. pris 8.160,-



WK-56 LT 1:1
FAVORITTEN

KAMPAGNEPRIS

6.650,-

Vejl. pris 8.400,-



WK-99 LT 1:5
KLASSIKER

KAMPAGNEPRIS

9.795,-

Vejl. pris 12.395,-



WK-93 LT 1:4,5
MINI HOVED

KAMPAGNEPRIS

9.795,-

Vejl. pris 12.395,-



TK-97 L
5xLED

KAMPAGNEPRIS

9.350,-

Vejl. pris 11.825,-



TK-94 LM
MINI

KAMPAGNEPRIS

7.850,-

Vejl. pris 9.950,-



TK-98 LM
STANDARD

KAMPAGNEPRIS

7.850,-

Vejl. pris 9.950,-




TK-100 LM
TORQUE

KAMPAGNEPRIS

7.850,-

Vejl. pris 9.950,-





SYNEA FUSION - VINKELSTYKKER

- > Gennemtestet teknologi
- > Effektiv køling med 4 hulls Quattro spray for opgearing
- > Modificeret grebsprofil og monoblok design
- > 24 måneders garanti på vinkelstykker



HG-43 A 1:1

KAMPAGNEPRIS
3.750,-
 Vejl. pris 4.725,-



WG-56 LT 1:1

KAMPAGNEPRIS
5.150,-
 Vejl. pris 6.515,-



WG-66 LT 2:1

KAMPAGNEPRIS
6.095,-
 Vejl. pris 7.725,-



WG-99 LT 1:5

KAMPAGNEPRIS
7.425,-
 Vejl. pris 9.395,-



TG-97 L
 TG-98 L

KAMPAGNEPRIS
5.850,-
 Vejl. pris 7.395,-



TG-97 LM

KAMPAGNEPRIS
5.850,-
 Vejl. pris 7.395,-



TG-98 LM

KAMPAGNEPRIS
5.850,-
 Vejl. pris 7.395,-

FUSION

KVALITET & ØKONOMI

SYNEA FUSION - TURBINER

- > Effektiv køling med 4 hulls Quattro spray
- > Keramiske lejer – for lydsvag og vibrationsfri komfort samt længere livstid
- > Findes til koblingerne Roto Quick og Multiflex®
- > Patenteret hygiejnisk system i hovedet
- > Synea turbiner er udformet så de ligger bekvemt i hånden og har en sikker grebsoverflade, der modvirker træthed i hånden
- > 12 måneders garanti på turbiner



RM-34 LED W&H
 Multiflex®- kobling
 med LED lys

KAMPAGNEPRIS
3.535,-
 Vejl. pris 4.475,-



W&H RQ-kobling
 RQ-24

KAMPAGNEPRIS
2.195,-
 Vejl. pris 2.450,-



INNOVATIV TEKNIK

KIRURGI/IMPLANTOLOGI



reddot design award

IMPLANTAT
& KIRURGI

KAMPAGNEPRIS: 24.995,-

Implantmed standard: Vejl. pris 27.795,-

Tillæg for ændring i standardpakken:

- 2.999,- Trådløs fodkontrol tilvælges
- 4.250,- LED lys i motor tilvælges
- 21.525,- Osstell ISQ stabilitetskontrol



implantmed

Fantastisk er blevet bedre! Implantmed med ny og stærkere motor. Stor og tydeligt display med intuitiv brugermenu som kan programmeres for individuelle programmer. En pålidelig enhed som kan flyttes mellem behandlingsrummene. Det er muligt at tilvælge en trådløs fodkontrol til Implantmed.

EGENSKABER:

- Tilvalg for trådløs fodkontrol og LED-lys tilslutning i motor
- Kraftfuld motor med 6.2 Ncm torque
- Mulighed for tilkobling af Osstell ISQ modul for stabilitetskontrol af implantat
- Præcis torqueindstilling: 5 - 80 Ncm
- Dokumentation med USB-nøgle
- Nyt forbedret pumpesystem
- 24 måneders garanti

Kontakt os for yderligere information eller bestil produkterne gennem din nærmeste forhandler. W&H Nordic, t: 64 41 41 42, e: info@whnordic.dk



KAMPAGNEPRIS: 55.525,-

Vejl. pris: 61.700,-

Inkl. Bone systemet med 6 spidser

Tillæg for ændring i standardpakken:

- 2.999,- Trådløs fodkontrol tilvælges



piezomed

Piezomed med innovativ ultralydsteknik som giver høj præcision og efterlader det bløde væv ubeskadiget. Hvilket indebærer mindre smerte og hurtigere heling, en mærkbar fordel for patienten samt en forbedring af kirurgens arbejde, da dette medfører mindre blod på behandlingsområdet. Piezomed findes med flere systemer: Endo, Paro, Extract, Sinus og Bone. Det er nu også muligt at tilvælge en trådløs fodkontrol til Piezomed.

EGENSKABER:

- 3 programmer pr. instrument gruppe
- BOOST funktion som giver 20% midlertidig effektforøgelse
- LED ring giver perfekt belysning af behandlingsområdet
- Håndstykke kan desinficeres og autoklaveres
- Automatisk spids detektering
- Fremragende snitte præcision



PRÆCISION & KRAFT

KIRURGI/IMPLANTOLOGI



HÅND- OG VINKELSTYKKER FOR KIRURGI / IMPLANTOLOGI

- Ergonomisk udformning med fingerpositionering
- Unik ridsefri belægning sikrer flotte instrumenter år efter år
- Rustfrit stål i meget høj kvalitet giver lang levetid og high-end kvalitet
- Instrumenter kan nemt adskilles for optimal rengøring og vedligeholdelse
- Stort sortiment med og uden LED lys

PRISER PÅ INSTRUMENTER UDEN LYS:

- WS-56 KAMPAGNEPRIS 7.625,- (vejl. pris 8.975,-)
- WS-75 KAMPAGNEPRIS 8.975,- (vejl. pris 10.550,-)
- WS-91 KAMPAGNEPRIS 8.125,- (vejl. pris 9.565,-)
- S-11 KAMPAGNEPRIS 6.925,- (vejl. pris 8.150,-)

LG instrumenter er med lys via indbygget generator.
Instrumenter fås også uden lys!

45° vinkel på hovedet giver bedre adgang og udsyn.
Perfekt til deling af visdomstand.



S-9 LG
1:1
Mini LED+

KAMPAGNEPRIS
11.275,-
Vejl. pris 13.265,-



S-11 LG
1:1
Mini LED+

KAMPAGNEPRIS
10.450,-
Vejl. pris 12.295,-



WS-56 LG
1:1
Mini LED+

KAMPAGNEPRIS
9.795,-
Vejl. pris 11.515,-



WS-75 LG
20:1
Mini LED+

KAMPAGNEPRIS
10.595,-
Vejl. pris 12.490,-




WS-91 LG
1:2,7
Mini LED+

KAMPAGNEPRIS
9.795,-
Vejl. pris 11.515,-




WS-92 LG
1:2,7
Mini LED+


KAMPAGNEPRIS
9.795,-
Vejl. pris 11.515,-



PROFYLAKSE MED GUMMIKOPPER & SPIDSER



UNIK TÆTNINGSSYSTEM
"TRIPPELSEAL"




WP-64 M

Profylaksevinkelstykket WP-64M er udført med en helt unik lukning af hovedet, som sammen med Young gummikopper forhindrer urenheder i at trænge ind i vinkelstykket. Dette forlænger meget levetiden på vinkelstykket.

PAKKEPRIS

3 x WP-64 M inkl. 144
Young Elite gummikopper

7.995,-




Elite latexfri




Petite Web latexfri



Elite Flex latexfri




Elite Extend Flex latexfri



Pointed



Webbed latexfri



**OBS! ALLE GUMMIKOPPER
ER ENGANGSPRODUKTER!**



ZA-55 LM

Proxeo Air-scaler med integreret spray, lys og trinløs styrkeregulering. Leveres med 4 forskellige standard spidser. Fines til W&H, Multiflex® og Sirona kobling.



KAMPAGNEPRIS

10.275,-

Vejl. pris 12.995,-



lisa

Optimeret Lisa autoklave med smarte løsninger for nuværende og fremtidige behov. En lydsvag autoklave til den travle klinik. Lisa findes i kammerstørrelse 17 og 22 liter.

- Interaktivt display med tydelig og enkel betjening
- Hurtigere cyklusser med optimeret produkt design
- Nem og enkel vedligeholdelse med video-animationer på display
- Reduceret vedligeholdelses omkostninger med automatisk diagnostik cyklus
- Nem funktion for optimal og enkel sporbarhed via Wi-Fi
- Op til 9 kg gods



KAMPAGNEPRIS
53.395,- LISA 17
Vejl. pris 66.795,-
56.995,- LISA 22
Vejl. pris 71.395,-

lina

En prisbillig kvalitetsautoklave med klasse B cyklus. En autoklave til klinikken hvor hastighed ikke er det vigtigste parameter.

- Lina findes i kammerstørrelserne 17 og 22 liter
- Cyklus info lagres automatisk på USB
- Lydsvag i drift
- Automatisk vandpåfyldning
- Brugervenlig
- Programmerbar start så den starter om natten og du kan have alt klar til næste morgen



KAMPAGNEPRIS
42.995,- LINA 17
Vejl. pris 53.750,-
46.695,- LINA 22
Vejl. pris 58.375,-

HYGIEJNE OG VEDLIGEHOVELSE

assistina

Assistina TWIN

Maksimal vedligeholdelse med minimal forbrug!

- Vedligeholder dine instrumenter på rekordtid – kun 10 sekunder
- Nemt og ergonomisk betjeningskoncept
- Oliepartikler opsamles i HEPA-fileret
- Ca. 2.800 instrumenter vedligeholdes pr. sæt olie/renevæske



KAMPAGNEPRIS

19.995,-
Vejl. pris 22.495,-

seal²

Lisa Seal 2 foliesvejer

Perfekt kvalitetsforsegling, ingen risiko for brændte poser. Patenteret dobbelt rullestativ som kan vægmonteres.



KAMPAGNEPRIS

5.125,-
Vejl. pris 5.695,-

Multidem C27

Multidem C27 vandbehandlingsanlæg som laver demineraliseret vand. Leverer vand til flere autoklaver på samme tid. Filteret udskiftes nemt og enkelt uden brug af værktøj.



KAMPAGNEPRIS

2.150,-
Vejl. pris 3.465,-

Kampagnen gælder frem til 15. maj 2018. Priser er inkl. moms. Vi tager forbehold for fejl og mangler.

AIRFLOW® PROPHYLAXIS MASTER

SUB- + SUPRAGINGIVAL

EMS⁺
MAKE ME SMILE.

THE ORIGINAL. THE MASTER.

Fuldendt design, teknik og hygiejne.
Designet for intensiv professionel behandling, som giver en unik patientkomfort. Perfekt til klinikken som vil tage profylakse til det næste niveau og samtidigt spare tid.

- ➔ Regulerbar vandtemperatur
- ➔ Ny trådløs fodpedal med boostfunktion
- ➔ 70 % lavere pulverforbrug
- ➔ Effektiv og hurtigere behandling, hvilket giver flere behandlinger
- ➔ Hurtig og enkel pulver påfyldning
- ➔ Stor vandbeholder = færre afbrydelser
- ➔ Enkel og simpel vedligeholdelse
- ➔ Smart og smidig cart
- ➔ Optimeret PLUS pulver program
- ➔ Nyudviklet AIRFLOW® / PIEZON®

**AIRFLOW®
PROPHYLAXIS
MASTER
PRIS: 74.995,-**



AIRFLOW® PULVER PLUS

SUB + SUPRAGINGIVAL

For sub- og supragingival fjernelse af biofilm. Meget hurtig og effektiv behandling med høj patientkomfort. Leveres i pk. med 4 flasker x 120 g. REF DV-082/A. Erythritol 14µ.



**KAMPAGNEPRIS
950,-
(Vejl. pris 995,-)**



AIRFLOW® CLASSIC COMFORT

SUPRAGINGIVAL

EMS lancerer nyt Classic pulver. For supragingival fjernelse af belægninger og misfarvninger. Leveres i pk. med 4 flasker x 300 g. Findes i lemon, mint, cherry og neutral. Tutti-Frutti pakken består af 2x lemon, 1x mint og 1x cherry. REF DV-048/A. Natriumbikarbonat 40µ.



**KAMPAGNEPRIS
895,-
(Vejl. pris 960,-)**



**NY CART
PRIS: 8.995,-**



AIRFLOW® HANDY 3.0

SUPRAGINGIVAL




KAMPAGNEPRIS
9.995,-
(Vejl. pris 11.160,-)

AIRFLOW® Handy 3.0 tilsluttes turbinekoblingen. Er med Classic Comfort pulveret yders effektiv til fjernelse af supragingivale belægninger og misfarvninger. Høj komfort for både behandler og patient.

AIRFLOW® HANDY 3.0 PREMIUM

SUB- + SUPRAGINGIVAL



KAMPAGNEPRIS
14.250,-
(Vejl. pris 15.845,-)

Plus pulveret er optimal for anvendelse i dybe pøcher samt ved implantater. Fjerner skånsomt biofilm i kritiske områder uden at skade cement, gingiva og emalje. AIRFLOW® Handy 3.0 PREMIUM leveres med en 1 stk. AIRFLOW® håndstykke samt 1 stk. PERIO håndstykke.

EMS⁺
MAKE ME SMILE.

EL - 540

AIRFLOW® handy 3.0 håndstykke



KAMPAGNEPRIS
2.295,-
(Vejl. pris 2.520,-)

EL - 542

AIRFLOW® handy 3.0 PERIO håndstykke



KAMPAGNEPRIS
3.095,-
(Vejl. pris 3.435,-)

EL - 545

AIRFLOW® handy 3.0 PLUS håndstykke



KAMPAGNEPRIS
3.095,-
(Vejl. pris 3.435,-)

EN - 041

Original Piezon® håndstykke

- > UNIVERSAL - Piezon®
- > Ergonomisk og let design som passer til samtlige EMS spidser
- > Autoklaverbar



KAMPAGNEPRIS
4.295,-
(Vejl. pris 4.775,-)

EN - 061

Original Piezon® håndstykke uden lys

- > NO PAIN – teknik som er skånsom for patienten
- > Ergonomisk og let design som passer til samtlige EMS spidser
- > Autoklaverbar



KAMPAGNEPRIS
4.295,-
(Vejl. pris 4.775,-)

EN - 060

Original Piezon® håndstykke med LED lys

- > NO PAIN – teknik som er skånsom for patienten
- > Ergonomisk og let design som passer til samtlige EMS spidser
- > Autoklaverbar



KAMPAGNEPRIS
6.895,-
(Vejl. pris 7.675,-)



Guided Biofilm Therapy

er en systematisk og evidens baseret behandlingsplan for håndtering af biofilm. Guided Biofilm Therapy er en professionel tilgang med brug af seneste teknologier inden for AIRFLOW®, PERIOFLOW® og PIEZON® på tænder, blødt væv og Implantater.

Få besøg af Trine og prøv AIRFLOW® på din klinik.



Kontakt Trine Jacobsen, EMS produktspecialist, for yderligere information: W&H Nordic Danmark
m: +45 22 78 81 18
tj@whnordic.dk

PIEZON® - SPIDSEN MED SWISS QUALITY

EMS⁺
MAKE ME SMILE.



A Spidsen
Anvendes til supragingival tandsten.
Fjernes med lette penselstrøg.

KAMPAGNEPRIS: 700,-
(Vejl. pris: 785,-)



P Spidsen
Anvendes supra- og subgingival.
Universalspidsen til fjernelse af tandsten.

KAMPAGNEPRIS: 775,-
(Vejl. pris: 865,-)



PS Spidsen
Anvendes kun subgingival. En meget værdsat spids til dybe pocher.

KAMPAGNEPRIS: 895,-
(Vejl. pris: 1.005,-)



PI Spidsen Start sæt
Specialspids til rensning af implantater.
Lev i pakker med 4 stk. og filholder DS-010. Anbf. effekt: lav-medium

KAMPAGNEPRIS: 2.325,-
(Vejl. pris: 2.600,-)




ESI Spidsen Start sæt
Den tynde endospids fremmer markant skylningen i bikanaler og fjernelse af debris. Lev i pakker med 6 stk. og filholder DS-010. Anbf. effekt: lav.

KAMPAGNEPRIS: 1.650,-
(Vejl. pris: 1.815,-)



PL1 & PL2 Spidsen
Venstre og højredrejet spidser.
God til svært tilgængelige approximalflader.
Ligeledes til mesiale & distale sider samt forklutter.

KAMPAGNEPRIS: 1.095,-
(Vejl. pris: 1.215,-)



PL3 Spidsen
Anvendes til rensning af dybe pocher. Lang, tynd og rund til PA behandling – specielt velegnet til recall patienter.

KAMPAGNEPRIS: 895,-
(Vejl. pris: 1.005,-)




RT1 Spidsen
Spids til præparation for bedre adgang til rodkanal.
RT1 har konisk form.
Anbf. effekt: lav-medium

KAMPAGNEPRIS: 1.345,-
(Vejl. pris: 1.480,-)



RT2 Spidsen
Endospids anvendes efter RT1 for bedre adgang til knækket rodfil. RT2 har cylindrisk form. Anbf. effekt: lav.

KAMPAGNEPRIS: 1.345,-
(Vejl. pris: 1.480,-)



RT3 Spidsen
Specialspids til fjernelse af knækket fil/stift i rodkanal. Efter udvidelse af kanalen med RT1 og RT2. Lev i pakker med 5 stk. og monteres i filholder DS-069. Anbf. effekt: lav.

KAMPAGNEPRIS: 1.565,-
(Vejl. pris: 1.760,-)

EMS spidser leveres altid med combitorque-nøgle!



ORIGINAL PIEZON®



Kontroller dine spidser regelmæssigt med spidskortet. Slidtage på 2 mm mindsker effekten med 50%. Kontakt os hvis du ønsker et spidskort.
info@whnordic.dk

BESTIL DIT SPIDSKORT!



SÅDAN SPÆNDES EMS SPIDSEN KORREKT!

1. Brug altid EMS CombiTorque nøglen til at spænde spidsen korrekt.
2. Når spidsen er skruet fast drejes nøglen yderlig en halv omgang for at opnå den rigtige torque. Spidsen kan ikke overspændes med CombiTorque!
3. Spændes spidsen ikke korrekt kan der opstå skader på spids og håndstykke.
4. EMS Combitorque nøglen beskytter spidsen mod skader.





S1®- opdateret med den nye PLUS-fil



S1® VINKELSTYKKE

S1® systemet fra Sendoline er et reciprokerende 1-filsystem med et vinkelstykke, der sættes direkte på unittens alm. motor. Det unikke S1® vinkelstykke skaber med en integreret gearkasse en reciprokerende bevægelse med uret og mod uret. Tilsluttes nemt en apex locator med den medfølgende apex clips.

Ring og bestil demo på klinikken!

SMART VINKELSTYKKE MED RECIPROKENDE BEVÆGELSE



S5 APEX LOCATOR®

En kompakt og brugervenlig apex locator med nyeste teknologi. Måler automatisk i både våde og tørre kanaler.

- Farvedisplay viser tydelige målinger
- Lyndikator med volumekontrol
- Skal ikke oplades
- Måler: B55 x H92 x D16 mm.

KAMPAGNEPRIS

5.595,-
vejl.pris 6.795,-



NYHED!

S1® PLUS

Den nye S1® PLUS fils tværsnit og design gør den **effektiv, fleksibel** og **sikker** at anvende. Filens høje fleksibilitet og følsomhed i kanalen giver sammen med vinkelstykkets bløde bevægelse en perfekt kontrol og en god taktil fornemmelse.

S1® filene leveres i praktisk emballage – sterile og klar til brug.



S1® PAPER POINT STANDARD

Paper points er kalibreret så de passer til S1® filens størrelse.

S1® GUTTA PERCHA STANDARD

Gutta Percha points er kalibreret så de passer til S1®filen i S1®-systemet.



ENKELT FILSYSTEM FOR MODERNE ENDODONTI

NYHED!

S1® PLUS START SÆT

Kun en enkelt fil – både enklere og sikrere. S1®-systemet giver dig muligheden for at rodbehandle med kun en enkelt reciprokerende fil.

BESTÅR AF:

- 1 x S1® vinkelstykke inkl. en apex clips
- 8 x S1® Plus Treatment Pack
- 1 x S1® Plus refill - 25 mm
- 1 x S1® Small 15/06 - 25 mm
- 1 x S1® Paper Points
- 1 x S1® Gutta Percha Points



KAMPAGNEPRIS

12.995,-



MOVEMENT BY SWEDEN

The S1[®] System - reciprocating, smooth and flexible. Like a dance.



OBS.
BESØG OS PÅ MESSERNE.



DENTAL FESTIVAL & AWARDS
Fredericia 6-7 APRIL 2018
Stand 42



SCANDEFA
København 12-13 APRIL 2018
Stand C2-007

Sendoline[®]
PERFECT ENDO



Intertek

Sendoline är certifierade enligt EN ISO 13485 och bilaga 2 i MDD 93/42/EEG.



and S1, S5 is a registered trademark of Sendoline AB.

Sendoline AB, t: 08-445 88 30, e: info@sendoline.com, www.sendoline.com

